

IDAS – Mobile Power im grünen Bereich

Ob Couperose, Rosazea oder Hämangiom: Sichtbare rote Äderchen werden gerade im Gesicht häufig als störend empfunden und beeinträchtigen die Lebensqualität der Patienten. Mit dem Lasersystem IDAS lassen sich zahlreiche oberflächliche Gefäßveränderungen schnell, schonend und dauerhaft entfernen – oft genügt schon eine Behandlung. Zudem wirkt das grüne Licht der Wellenlänge 532 nm zuverlässig gegen oberflächliche pigmentierte Hautveränderungen. Mit 8 Watt Spitzenleistung ist IDAS eines der stärksten Lasersysteme seiner Klasse. Die hohe Leistung ermöglicht große Spotgrößen sowie besonders kurze Pulse, die störende Gefäße gezielt behandeln und die umliegende Haut schonen.

Transportabel, wirtschaftlich, flexibel

Neben den optimalen Behandlungsergebnissen überzeugt das LBO-Lasersystem IDAS durch seine einfache Handhabung und außerordentliche Wirtschaftlichkeit: IDAS ist kompakt gebaut und besitzt eine Transportzulassung. Dank stabiler Plug & Play-Technologie ist das Lasersystem nach dem Transport sofort wieder einsatzbereit und kann somit flexibel auch in mehreren Behandlungsräumen oder Praxen genutzt werden. Je nach Hauttyp des Patienten, Behandlungsareal und Indikation bieten fünf verschiedene Spotgrößen zwischen 0,2 und 2 mm sowie flexible Pulsdauern und Wiederholungsraten die idealen Behandlungsoptionen für eine Vielzahl vaskulärer und pigmentierter Hautveränderungen. Zur endoluminalen Therapie ist außerdem ein steriler Lichtleiter erhältlich, und im Dauerstrichbetrieb eignet sich IDAS selbst für kleinere chirurgische Indikationen.

www.idas-laser.de

198 Wörter inkl. Head, 1.607 Zeichen inkl. Leerzeichen