

SINON – Aktiver Q-Switch gegen Pigmentierungen und Tattoos

Die Entfernung von Tattoos und unerwünschten Pigmentierungen gehört zu den beliebtesten ästhetischen Laseranwendungen. Mit wachsender Tendenz, denn immer weniger Patienten geben sich mit den Zeichen der Zeit wie Pigmentflecken oder „Jugendsünden“ in Form eines Tattoos zufrieden. SINON bietet Dermatologen die ideale Behandlungslösung für beide Applikationen: Das Rubin-Lasersystem entfernt in wenigen Sitzungen sowohl natürliche Pigmentierungen wie Lentigines Solares, Café-au-Lait-Flecken und Naevi Ota als auch Tätowierungen aller Art. Ob Schmuck- oder Schmutztätowierung, Permanent Make-Up, professionelles oder Amateur-Tattoo – selbst mehrfarbige Tätowierungen sind für SINON meist kein Problem. Die Ergebnisse sind dauerhaft, die Behandlung sanft zur Haut.

Ultrakurze Pulse für effektive Behandlungen

Dank aktivem Q-Switch hat SINON mit nur 20 Nanosekunden die kürzesten Pulse aller dermatologischen Rubinlaser. Damit erzielt er eine außergewöhnlich hohe Pulsleistung und sehr gute Ergebnisse schon bei niedriger Fluenz. So können große Spots verwendet werden, um auch tiefer liegende störende Pigmente in der Haut zu entfernen. Die umliegende Haut wird geschont. Eine breite Auswahl an Spotgrößen, Energiedichten und Pulswiederholungsraten bietet die passende Kombination für jeden Patienten und jede Indikation. Zur sanften Behandlung speziell auf dunklerer Haut bietet SINON einen 3 mm großen Soft Spot. Bei besonders niedriger Fluenz entfernt dieser kleine Pigmentierungen behutsam und präzise. Zusätzlich lässt sich eine Hautkühlung direkt an das Handstück anschließen.

www.sinon-laser.de

212 Wörter inkl. Head, 1.656 Zeichen inkl. Leerzeichen